



Für meinen Patienten: _____

Richtig inhalieren



- 1** Schutzkappe abziehen –
Kontrollfenster ist noch **ROT**.



- 2** Farbige Dosiertaste drücken.
Kontrollfenster wird **GRÜN**.
Wichtig: Taste loslassen!



- 3** Tief und vollständig ausatmen,
jedoch nicht in das Gerät!



- 4** Mundstück mit den Lippen
umschließen. Kräftig und tief
einatmen.
Klickgeräusch hören.
Kontrollfenster wird **ROT**.



- 5** Atem 5–10 sek. anhalten.
Dann langsam durch die
Nase ausatmen. Fertig!

Bemerkungen: _____



Einsetzen der Patrone



1

Patrone aus der Verpackung nehmen.



2

Deckel an geriffelter Oberfläche leicht zusammen drücken und nach vorne hin abziehen.



3

Neue Patrone einsetzen.



4

Deckel wieder auf den Novolizer® aufschieben.